

GLOBACID[®] AF med

Rychlý dezinfekční přípravek na bázi směsi alkoholů pro použití na plochy a povrchy. K přímému použití – neředí se.



- rychlý expoziční čas (60 sekund)
- neobsahuje aldehydy, kvartérní amoniové sloučeniny ani chlór
- nezanechává rezidua
- zvláště vhodné pro těžko dostupná místa
- nemusí se oplachovat
- nemění vizuální vzhled povrchu
- k přímému použití - neředí se

OBLAST A NÁVOD NA POUŽITÍ:

Roztok nastříkejte nebo naneste zvlhčenou utěrkou na povrchy a nechte působit požadovanou dobu expozice. Povrchy musí být zcela pokryty roztokem.

Dezinfekční prostředek **GLOBACID[®] AF med** je kompatibilní s většinou materiálů - pro předměty vyrobené z akrylátového skla není tento výrobek vhodný.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI:

Baktericidní (včetně mykobaktericidní),
virucidní a fungicidní účinnost

*Pro získání více informací
o mikrobiologické účinnosti a expoziční
době kontaktujte zástupce společnosti.*

SLOŽENÍ:

100g přípravku obsahuje účinné látky:
propan-2-ol 60g, ethanol 15g
pH ~7,5

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ:

Určeno pro profesionální použití. Nemíchejte s jinými produkty. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Nevdechujte aerosol. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně a přímého slunečního záření. Teplota skladování: +5 až +25 °C

OBJEDNÁVKOVÉ INFORMACE:

Název produktu

GLOBACID AF med 500 ml

GLOBACID AF med 5 l

Balení

14/karton

1/kanistr

Číslo výrobku

1-243-702810

1-243-702850

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Společnost své produkty vyrábí bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

DOBA EXPIRACE:

36 měsíců

Výrobek je označen značkou CE podle směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC

TYP PŘÍPRAVKU:

Zdravotnický prostředek tř. IIa



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 2/1, Jälgimäe 76404,
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

